

	MODALITA' DI RACCOLTA PER CAMPIONI DI MICROBIOLOGIA	MOD PR 03 Z Rev.00 del 19/09/2025 PAG. 1/4
---	---	---

TIPOLOGIA ESAME	TAMPONE DA UTILIZZARE	TIPOLOGIA TAMPONE	INDICAZIONI
• PACCHETTO TAMPONE VAGINALE* • PACCHETTO TAMPONE CERVICALE* • PACCHETTO TAMPONE CERVICO-VAGINALE* • PACCHETTO TAMPONE URETRALE* • MICOPLASMI-UREAPLASMI • TRICHOMONAS VAGINALIS	<u>TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO</u>		Eurofins Genoma: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITARE CONTAMINAZIONI DURANTE IL PRELIEVO E LA CONSERVAZIONE. <u>SPEDIZIONE ENTRO MASSIMO 3 GIORNI DAL PRELIEVO.</u> TAT: 3-4 GG LAVORATIVI
• CHLAMIDYA TRACHOMATIS	<u>TAMPONE A SECCO</u>		Eurofins Genoma: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITARE CONTAMINAZIONI DURANTE IL PRELIEVO E LA CONSERVAZIONE. <u>SPEDIZIONE ENTRO MASSIMO 3 GIORNI DAL PRELIEVO.</u> TAT: 1 GG LAVORATIVO
• NEISSERIA GONORRHOEAE	<u>TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO CON GEL IN CARBONE</u> (Idoneo anche tampone con terreno di trasporto classico)		Eurofins Genoma: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITARE CONTAMINAZIONI DURANTE IL PRELIEVO E LA CONSERVAZIONE. <u>SPEDIZIONE ENTRO MASSIMO 3 GIORNI DAL PRELIEVO.</u> TAT: 3-4 GG LAVORATIVI

	MODALITA' DI RACCOLTA PER CAMPIONI DI MICROBIOLOGIA	MOD PR 03 Z Rev.00 del 19/09/2025 PAG. 2/4
---	---	---

PACCHETTO TAMPONE URETRALE UOMO*	<u>TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO ASTA FINA</u>		Eurofins Genoma: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITARE CONTAMINAZIONI DURANTE IL PRELIEVO E LA CONSERVAZIONE. <u>SPEDIZIONE ENTRO MASSIMO 3 GIORNI DAL PRELIEVO.</u> TAT: 3-4 GG LAVORATIVI
TIPOLOGIA ESAME	CONTENITORE DA UTILIZZARE	TIPOLOGIA CONTENITORE	INDICAZIONI
- ESAME URINE COMPLETO - ESAME COLTURALE URINE	<u>BARATTOLO STERILE DA 120 ml</u>		Eurofins Genoma: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITARE CONTAMINAZIONI DURANTE LA RACCOLTA E LA CONSERVAZIONE. <u>SPEDIZIONE ENTRO MASSIMO 1 GIORNO DALLA RACCOLTA.</u> TAT ESAME URINE COMPLETO: 1 GG LAVORATIVO TAT COLTURALE URINE: 3-4 GG LAVORATIVI
COPROCOLTURA**	<u>BARATTOLO STERILE MONOUSO PER FECI</u>		Eurofins Genoma: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITARE CONTAMINAZIONI DURANTE LA RACCOLTA E LA CONSERVAZIONE. <u>SPEDIZIONE ENTRO MASSIMO 2 GIORNI DALLA RACCOLTA.</u> TAT: 1 GG LAVORATIVO

	MODALITA' DI RACCOLTA PER CAMPIONI DI MICROBIOLOGIA	MOD PR 03 Z Rev.00 del 19/09/2025 PAG. 3/4
---	---	---

• SANGUE OCCULTO FECI • HELICOBACTER PYLORI FECI • CALPROTECTINA FECALE	<u>BARATTOLO STERILE MONOUSO PER FECI</u>		Eurofins Genoma: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITARE CONTAMINAZIONI DURANTE LA RACCOLTA E LA CONSERVAZIONE. <u>SPEDIZIONE ENTRO MASSIMO 2 GIORNI DALLA RACCOLTA.</u> TAT: 1 GG LAVORATIVO
---	--	---	---

*Negli esami colturali compresi all'interno dei pacchetti, vengono ricercati i seguenti germi:

Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, Gardnerella vag. e Miceti

Nei pacchetti è, inoltre, compresa l'analisi microscopica in seguito a colorazione Gram con la quale si evidenziano e quantificano:

- Leucociti
- Emazie
- Flora lattobacillare
- Miceti
- Clue cells
- Cellule epiteliali
- ph
- Altro

	MODALITA' DI RACCOLTA PER CAMPIONI DI MICROBIOLOGIA	MOD PR 03 Z Rev.00 del 19/09/2025 PAG. 4/4

**La Ricerca dei patogeni per la coprocoltura prevede :

- Salmonella
- Shigella
- Campylobacter